

TSUBASA

プラスチック手袋 パウダーフリー



- 薄手仕上げで、素手感覚で使用できます。
- 左右兼用タイプで無駄なく使えます。
- 排泄・入浴介助や清拭時など、様々なシーンで使用できます。
- 手荒れやラテックスアレルギーに配慮した、パウダーフリー & ラテックスフリータイプです。



手袋の寸法表 (mm)

サイズ	S	M	L
全長	235	240	240
掌の幅	85	95	105
中指の長	71	80	85

手袋の詳細仕様

商品名	規格	入数	JANコード
プラスチック手袋 パウダーフリー	100枚/S	20箱	4589765740094
	100枚/M	20箱	4589765740100
	100枚/L	20箱	4589765740117

材質

ポリ塩化ビニル

お問い合わせ
はこちら

メディソニック株式会社 0742-42-9361

受付時間 10:00 ~ 17:00

WEB <http://www.medisonic.jp/>

E-mail info@medisonic.jp

