

米国規格ASTM-F2100-19

レベル2適合マスク

ハウス
ダスト

液体
バリア

ウイルス
飛沫

花粉
PM 2.5

VFE/BFE/PFE

99%
以上



4層構造

医療用サージカルマスク



※ 画像はイメージです。色・形などは実物と異なる場合がございます。

商品詳細

- 【サイズ】 横約17.5cm×縦約9.5cm (フリーサイズ)
- 【入数】 50枚
- 【素材】 本体・フィルタ：ポリプロピレン不織布
耳ひも：ポリエステル・ポリウレタン
ノーズピース：ポリエチレン+鉄芯
- 【生産地】 日本(滋賀県) 弊社自社工場

商品特長

- 衛生的な使い捨てタイプ
- 耳に負担をかけない丸型ゴムを採用
- 立体プリーツ加工により息苦しさ、化粧移りを軽減
- 鼻の横の隙間をふさぎ、ズレにくく快適な装着性
- 細菌・微粒子バリア性と液体バリア性に優れた不織布4層構造
- 飛沫による汚染から医療従事者を守る
- 米国規格ASTM-F2100-19 レベル2 に適合した医療用マスク

お問い合わせ
はこちら

メディソニック株式会社 0742-42-9361

受付時間 10:00 ~ 17:00

WEB <http://www.medisonic.jp/>

E-mail info@medisonic.jp

