

# 日本製造の安心の衛生品質 サージカルマスク

# 日本製

国内工場生産の日本製サージカルマスク  
3層立体プリーツ加工により呼吸がしやすく、  
快適な装着感の日本製造の使い捨てマスクです。



安心の  
国内製造

BFE/PFE  
99%以上

3層  
不織布

病院や  
介護施設に

ホワイト  
フリーサイズ 50枚



※ 画像はイメージです。色・形などは実物と異なる場合がございます。

【サイズ】 横 約17.5cm×縦 約9.5cm

【素材】 本体・フィルタ: ポリプロピレン不織布  
耳ひも: ポリエステル・ポリウレタン  
ノーズピース: ポリエチレン

【生産地】 日本 (滋賀県)

- 国内工場生産の安心の衛生品質
- ノーズピースとギャザーが付いているので、顔にフィットします。
- 衛生的な使い捨てタイプ
- 防塵効果の高い、高性能フィルターを内部に使用した3層タイプです。
- バクテリア濾過効率(BFE)、ラテックス微粒子遮断効率(PFE)は99%以上です。
- 長時間使用でも疲れにくい丸ゴムを使用しております。

お問い合わせ  
はこちら

# メディソニック株式会社 0742-42-9361

受付時間 10:00 ~ 17:00



WEB <http://www.medisonic.jp/>

E-mail [info@medisonic.jp](mailto:info@medisonic.jp)