

従来のマスクから約30%の軽量化!

超軽量国産 サージカルマスク



日本製

薄さアップ!

軽さアップ!

通気性アップ!



※画像はイメージです。

商品詳細

- 【サイズ】 横約17.5cm×縦約9.5cm(フリーサイズ)
- 【入数】 50枚
- 【素材】 本体・フィルタ:ポリプロピレン不織布
耳ひも:ポリエステル・ポリウレタン
ノーズピース:ポリエチレン
- 【生産地】 日本(滋賀県) 弊社自社工場

商品特長

- 衛生的な使い捨てタイプ
- 耳に負担をかけない丸型ゴムを採用
- 立体プリーツ加工により息苦しさ、化粧移りを軽減
- 鼻の横の隙間をふさぎ、ズレにくく快適な装着性
- 細菌・微粒子バリア性に優れた不織布3層構造
- BFE、VFE、PFEは99%以上です。
- 3層全て国内の素材を使用した国内製造の日本製マスクです。

性能は従来のまま軽量化!

弊社のマスク製造技術により従来のマスクより約30%軽量化することが出来ました。日本製の薄くて高性能フィルターを使用し、日本のサージカルマスクの基準の品質を保ちつつ性能を落とすことなく従来のマスクよりさらに呼吸のしやすい薄さを実現。

お問い合わせ
はこちら

メディソニック株式会社 0742-42-9361

受付時間 10:00 ~ 17:00

WEB <http://www.medisonic.jp/>

E-mail info@medisonic.jp

