

メントール成分配合 持続冷感 国産サージカルマスク



ホワイト
フリー
サイズ



持続冷感

不織布生地に冷感材を塗布することで接触冷感とは違い呼吸の度にマスク内が冷たく感じる様になっております。



BFE/VFE/PFE 99%以上

BFE(細菌遮断率)
VFE(生体ウイルス遮断率)
PFE(ラテックス微粒子ろ過率)
全て99%以上で花粉やウイルス等の対策に。



乳酸メンチル配合

冷感材には医薬部外品や化粧品等で使用されている乳酸メンチルを使用しているので安全です。

※ 画像はイメージです。

商品詳細

【サイズ】 横約17.5cm×縦約9.5cm(フリーサイズ)

【素材】 本体・フィルタ：ポリプロピレン不織布
乳酸メンチル配合不織布

耳ひも：ポリエステル・ポリウレタン

ノーズピース：ポリエチレン

【生産地】 日本(滋賀県) 弊社自社工場

商品特長

- 衛生的な使い捨てタイプ
- 耳に負担をかけない丸型ゴムを採用
- 立体プリーツ加工により息苦しさ、化粧移りを軽減
- 鼻の横の隙間をふさぎ、ズレにくく快適な装着性
- BFE、VFE、PFEは99%以上
- 化粧品等で使用されている乳酸メンチルを使用



お問い合わせ
はこちら

メディソニック株式会社

0742-42-9361

受付時間 10:00 ~ 17:00



WEB <http://www.medisonic.jp/>

E-mail info@medisonic.jp