

# ウイルス飛沫・花粉の侵入を しっかりブロック！



微粒子/細菌

99%  
カットフィルター



※画像はイメージです。

## 三層構造 フェイスマスク

細菌

花粉

防塵

フリーサイズ 50枚入/ホワイト



### 商品詳細

- 【サイズ】 横約17.5cm×縦約9.5cm (フリーサイズ)
- 【入数】 50枚
- 【素材】 本体・フィルタ：ポリプロピレン不織布  
耳ひも：ポリウレタン  
ノーズピース：ポリエチレン
- 【生産地】 中国

### 商品特長

- 衛生的な使い捨てタイプ
- 耳に負担をかけない丸型ゴムを採用
- 立体プリーツ加工により息苦しさ、化粧移りを軽減
- 鼻の横の隙間をふさぎ、ズレにくく快適な装着性
- バクテリア濾過効率(BFE)は99%以上



お問い合わせ  
はこちら

メディソニック株式会社 0742-42-9361

受付時間 10:00 ~ 17:00



WEB <http://www.medisonic.jp/>

E-mail [info@medisonic.jp](mailto:info@medisonic.jp)