


# 製品仕様書

作成日  
2021/6/24

商品名	活性炭マスク(個包装耳掛けタイプ)			
商品色	ホワイト			
原材料	不織布	口元:15g/㎡不織布	製品DATE(カンテストセンター)	
		活性炭層:45g/㎡		
		メルトブロン層:25g/㎡	細菌濾過効率 (平均粒子径3.0μm)	BFE≥99%
		表:30g/㎡不織布	微粒濾過効率 (平均粒子径0.1μm)	PFE≥99%
	耳紐	6mm平ゴム(ポリエステル、ポリウレタン)	ウイルス飛沫捕集効率	VFE≥99%
ノーズピース	ポリエチレン	花粉捕集効率	≥99%	
寸法	マスク本体	175mm×95mm(±5mm)	アンモニア消臭効率	>95%
	ノーズピース	95mm(±5mm)×幅3mm	硫化水素消臭効率	>98%
	耳紐	165mm(±5mm)	酢酸消臭効率	>99%
耳紐溶着	外付け		延焼性	CLASS1
JANコード	4589765740308		プリント	三つ折り
製品説明	外部から活性炭マスクであること気付きにくい弊社独自の製法(3.5層)です。使用者が顧慮なく気軽いつけていただける、使用者、相手両方の気持ちを考慮した製品です。6mm平ゴム使用、耳に負担少ない。			
化粧箱				
包装資材寸法	化粧箱-205*105*85(H)mm		カートン-550*425*365(H)mm	
包装形態	1枚/袋、30袋/box、40box/ctn ; 1200枚/ctn			

お問い合わせ  
はこちら

**メディソニック株式会社** 0742-42-9361

WEB <http://www.medisonic.jp/>

E-mail [info@medisonic.jp](mailto:info@medisonic.jp)

受付時間 10:00 ~ 17:00



medisonic  
medical knowledge integration