

TBS

サージカルガウン

使用用途

- 感染予防
- ワクチン接種
- 診察
- 汚物処理



	タイプ I	タイプ II	タイプ III
正面			
背後			
手首			
縫合部			
原料			
生地	通気性フィルム不織布		SSPP不織布
用途	感染予防、ワクチン接種、診察、汚物処理*		
適用規格	AAMI レベル3		AAMI レベル1

- アイル-シヨカウタイプで全身防護でき、感染リスクが低減される
- 超音波溶着のため、隙間からの進入感染を防れます
- 襟にはマグネツプ使用、首周りの長さ調整可能です
- 透湿性あり生地使用、ムを軽減できます

サイズ表(cm)	着丈	胸囲	首回り	JAN Code	GS1-128 Code	入数
タイプ I	M	120	64	50~60	4589765741282	(01)04589765741282 10枚/袋*10袋
	L	124	70	50~60	4589765741299	(01)04589765741299 10枚/袋*10袋
タイプ II	M	120	64	50~60	4589765741305	(01)04589765741305 10枚/袋*10袋
	L	124	70	50~60	4589765741312	(01)04589765741312 10枚/袋*10袋
タイプ III	M	120	64	50~60	4589765741329	(01)04589765741329 10枚/袋*10袋
	L	124	70	50~60	4589765741336	(01)04589765741336 10枚/袋*10袋

*タイプ III 着用の際、PE 袖付EP ロンのイヤンとしてお使用してください。

お問い合わせ
はこちら

メディソニック株式会社 0742-42-9361

受付時間 10:00 ~ 17:00



WEB <http://www.medisonic.jp/>

E-mail info@medisonic.jp