

製品仕様書

作成日
2021/6/25

商品名	TBSアイソレーションガウン(防水)			
商品色	ブルー			
原材料	42g不織布(ラミネート加工)			
サイズ	フリーサイズ(XL)			
仕様	リーブ 袖口、首、腰紐結び		カンテスター生地検査データ	
寸法	着丈	116cm	耐水度(AATCC 127)	200cm以上
	身幅	63cm	衝撃耐水性(AATCC 42)	0.1g未満
	袖丈	56cm	人工血液噴霧による透過性試験(ASTM F1670)	PASS
	肩幅	62cm	血液由来病原体の透過性試験(ASTM F1671)	PASS
JANコード	4589765741367	GS1-128	(01)04589765741367	
製品説明	米国医科器械学会(AAMI)液体防御性能基準レベル4適合品			
内梱寸法	31*27*7cm	外梱(カートン)寸法	55*33*35cm	
梱包状態	10枚/袋、10袋/カートン(100枚/カートン)			
画像				

お問い合わせ
はこちら

メディソニック株式会社 0742-42-9361

受付時間 10:00 ~ 17:00



WEB <http://www.medisonic.jp/>

E-mail info@medisonic.jp

medisonic
medical knowledge integration