


新型コロナウイルス対策に取り組む医療従事者のために

# エアロゾル ガードボックス



Barrier Enclosure during Endotracheal から引用



気管挿管時のエアロゾル暴露（飛沫などの接触）を防ぐための「エアロゾルボックス」



品名 エアロゾル ガードボックス  
仕様 寸法(mm) W500×D400×H500  
素材 アクリル樹脂  
価格 オープン (日本製)

オリジナルデザイン  
「改良版」  
もございます



●アクリル製品のため除菌アルコール剤を使用すると、細かいヒビが入る可能性があります。ご使用の際にはご注意ください。

台湾のDr.Hsien Yung Laiが開発  
世の中への拡散を意図して設計図を公開

## メディソニック株式会社

〒619-0225 京都府木津川市木津川台9丁目6番 けいはんなオープンイノベーションセンター 201

TEL **0742-42-9361**

FAX **0742-90-1491**

受付時間  
10:00 ~ 17:00

WEB <http://www.medisonic.jp/>

E-mail [info@medisonic.jp](mailto:info@medisonic.jp)

【お問い合わせ】

**medisonic**  
medical knowledge integration

メディソニック株式会社