








製品仕様書

作成日：2021/6/18

商品名	ニトリル手袋ブルー(M3.5g)			
原料材質	合成ゴム(ニトリルゴム)			
製品色	アイスブルー			
サイズ	SS	S	M	L
全長(±5)mm	235	235	240	240
幅(±5)mm	75	85	95	105
中指の長さ(±5)mm	71	71	80	85
重量(±0.2)g	2.9	3.2	3.5	3.7
掌厚みmm	0.06			
指先厚みmm	0.07			
ひっぱり強度 老化前/老化後	16MPA以上/14MPA以上			
伸び率 老化前/老化後	500%以上/400%以上			
ピンホール	AQL4.0 ASTMD6319:AQL2.5/EN455:AQL1.5			
JANコード	4589765740025	4589765740032	4589765740049	4589765740056
内箱仕様				
内箱寸法	240*120*55(H)mm			
外箱仕様				
外箱寸法	595*263*263(H)mm			
梱包包装	100枚/箱、20箱/CTN			

お問い合わせ
はこちら

メディソニック株式会社 0742-42-9361

受付時間 10:00~17:00



WEB <http://www.medisonic.jp/>

E-mail info@medisonic.jp