

Aire One II 非接触型サーモメーター(温度計)オートカラー

従来の温度計では対象に接触するため汚染を防ぐ事がむずかしく測定が困難とされます。ベルコムサーモメーターは非接触型で汚染の可能性を低減出来、測定時間が1秒の為素早く、使い易いガンタイプの温度計です。Berrcom 社サーモメーターは USA、EU 及び世界中に認められ FDA、CE、ISO の認証を受けた工場生産された、信頼あるサーモメーターです。適温グリーン、注意イエロー、高熱レッドにディスプレイが変り、素早く判定出来ます。



品名	非接触型温度計 エアーIIサーモメーター	
目的	表面温度測定、環境温度測定(室内)	
用途	温度監視	
使用・備蓄先	警察、官公庁、空港、飛行機、駅、列車、保育園、学校 病院、消防、救急車両、船舶、ターミナル、食品関係、製造工場	
仕様	機能	最大32回記憶機能
	測定時間	1秒測定(3cm) 単3電池2本
		LEDディスプレイ(3色自動変色) 37.5度以上でアラーム機能
商品コード	Aire901	

輸入販売元

メディソニック株式会社

〒619-0225 京都府木津川市木津川台9丁目6番 けいはんなオープンインノベーションセンター 201

TEL

0742-42-9361

FAX

0742-90-1491

受付時間

10:00~17:00

WEB <http://www.medisonic.jp/>E-mail info@medisonic.jp

【販売店・お問い合わせ】